

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ СЕРЕБРА С НАТУРАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 100% ШЕРСТИ

Инструкция по эксплуатации, хранению и уходу

Перед использованием следует ознакомиться с текстом данной инструкции.

Для эффективного действия изделия во время реабилитационных процедур применять его в соответствии с рекомендациями, содержащимися в данной инструкции.

Для правильного использования изделия инструкцию следует сохранить.



 **ОРИГИНАЛЬНОЕ
ИЗДЕЛИЕ**

ВНИМАНИЕ

Противопоказания

Не применять лицам, страдающим аллергией на шерсть.
Не применять лицам с поврежденным кожным покровом или ранами (пролежнями).
Не применять при острых воспалительных состояниях мягких тканей и опорно-двигательного аппарата.

Предупреждение!

Грудным и маленьким детям, а также лицам, страдающим аллергией на шерсть, шерстяные изделия рекомендуется использовать в чехлах из хлопчатобумажной ткани.

Не применять дополнительные разогревающие средства или устройства без консультации с врачом или физиотерапевтом.

Хранение и уход

Перевозить в оригинальной упаковке, защищая от загрязнения, механического повреждения и намокания. Хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, влаги и света. Не хранить грязные изделия. Рекомендуется проверять находящиеся на хранении изделия. Не стирать с изделиями другого типа. Применять следующие процедуры по уходу.



Ручная стирка при температуре 30°C (программа «стирка шерсти» при 30°C), используя средства для стирки шерсти с ланолином.



Отбеливание средствами хлор запрещено.



Сушить в расправленном состоянии. Не отжимать.



Не гладить.



Химическая чистка запрещена. Не удалять пятна растворителями.

Изделие «WoolComfort»

(Шерстяная подушка) может применяться в профилактических целях для предотвращения заболеваний:

- дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника;
- нестабильность в шейном отделе позвоночника;
- боли в задней части шеи, вызванные перенапряжением мышц и суставов;
- корешковые боли в шейном отделе, плечевая невралгия;
- мигрень, вызванная заболеваниями позвоночника;
- кривошея мышечного происхождения;
- дисфункция височно-челюстного сустава;
- профилактика болей шеи и переломов в результате остеопороза.

Изделие «WoolComfort» (шерстяная подушка)

может применяться после термотерапевтических процедур с целью пролонгации термотерапевтического теплового эффекта, а также может применяться для профилактики пролежней.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать в качестве опоры под заднюю часть шеи во время во время сна или реабилитационных процедур.

 **CASADA**
Medical




WOOLMARK