

- снимает усталость ног
- нормализует кровообращение
- воздействует на рефлекторные зоны ступней

# ANGEL FEET

массажер для ног

руководство пользователя



## US MEDICA

**Профессиональное массажное оборудование**

Ознакомьтесь с продукцией компании **US MEDICA** можно на сайтах [www.us-medica.ru](http://www.us-medica.ru), [www.us-medica.com](http://www.us-medica.com)

По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на [info@us-medica.ru](mailto:info@us-medica.ru)



«Эффект массажа — естественная  
восстанавливающая сила организма, сила жизни.»

Гиппократ

**ПОЗДРАВЛЯЕМ**

с покупкой массажера для ног **US MEDICA ANGEL FEET!**

Все изделия компании US MEDICA соответствуют самым высоким мировым стандартам качества и произведены под контролем специалистов в области медицины и массажного оборудования. Наша продукция предоставляет Вам высокий уровень комфорта в использовании и максимальный расслабляющий эффект.

US MEDICA поможет Вам надолго сохранить молодость, здоровье и активность.

[us-medica.ru](http://us-medica.ru)

R  
U  
S

## СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	5
Меры предосторожности.....	6
Использование.....	8
Описание режимов работы.....	10
Устранение неполадок.....	12
Хранение и уход.....	13
Технические характеристики.....	13

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Разминающий роликовый массаж стоп и голеней
- Подходит для использования дома и в офисе
- Возможность выбора скорости и направления вращения массажных роликов во время ручного режима массажа
- 2 автоматических режима массажа
- Таймер: 15 минут
- 2 дополнительные пары сменных чехлов в комплекте

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### **Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.**

- Сохранность и эффективное использование массажера для ног возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер для ног. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться массажером без присмотра со стороны.
- Перед использованием массажера снимайте обувь.
- Не применяйте массажер для массажа головы, шеи, локтей или коленей.
- Не вставайте на массажер ногами и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Используйте массажер не раньше, чем через час после приема пищи.
- Рекомендованное время непрерывного массажа – 15 минут. Не массируйте одну и ту же часть стопы дольше, чем 5 минут за один сеанс, это может привести к чрезмерной стимуляции мышц и нервов. Повторный сеанс массажа можно проводить не раньше, чем через 60 минут после предыдущего.
- Не перемещайте массажер во время его работы.
- Не используйте массажер в помещениях с повышенной

- влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов.
- Ни в коем случае не используйте массажер при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться массажера влажными руками!
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Запрещено погружать массажер в воду или другие жидкости во время его очистки.
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.
- Перемещайте массажер держа его за ручки, расположенные с двух сторон аппарата.

**СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ**

**ВНИМАНИЕ!**

- **Не** используйте массажер для ног, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- **Не** используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- **Не** просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажера для ног.
- **Не** используйте массажер в помещениях, где распыляются аэрозольные препараты.
- **Не** тяните массажер для ног за шнур питания.
- **Не** накрывайте чем-либо массажер для ног в процессе работы.
- **Не** используйте массажер дольше, чем 15 минут за один сеанс.
- **Не** используйте массажер для ног для терапевтических или лечебных целей.
- **Не** используйте массажер перед сном, так как массаж оказывает бодрящее воздействие.

**Противопоказания к использованию:**



- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц ног и ступней, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- при высокой температуре;
- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной системы.



Перед применением  
проконсультируйтесь  
со специалистом!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


- Шнур питания
- Держатели для шнура питания
- Штепсельная вилка
- Панель управления
- Съемный чехол
- Кнопка питания




- Ручка



- Установите массажер на ровной поверхности.
- Подключите аппарат к сети.
- Нажмите кнопку питания на передней части массажера.



- Опустите ноги в массажер.
- Нажмите кнопку включения **On/Off** на панели управления (стр. 10). Массажные ролики начнут массирующие движения.
- Через 15 минут сеанса массажа массажер автоматически выключится.
- После завершения массажа нажмите кнопку питания на передней части массажера.




- Отключите массажер от сети.

При необходимости немедленной остановки массажа нажмите кнопку включения/выключения **On/Off** на панели управления.

Время работы массажера для ног не более 15 минут за один сеанс.

## ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

### Панель управления



РЕЖИМ	ОПИСАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА
<p><b>МАССАЖ СТУПНЕЙ</b></p> 	<p>Для включения автоматического режима массажа ступней нажмите кнопку <b>Foot</b> на панели управления. После нажатия данной кнопки рядом с ней загорится соответствующий ей индикатор. Начнется глубокий разминающий массаж ступней роликами.</p>	<p>Расслабление и снятие напряжения ступней. Стимулирование специальных точек ступней помогает выводить токсины, улучшает обмен веществ и работу внутренних органов, наполняет организм энергией.</p>
<p><b>МАССАЖ ГОЛЕНЕЙ</b></p> 	<p>Для включения автоматического режима массажа голени нажмите кнопку <b>Calf</b> на панели управления. После нажатия данной кнопки рядом с ней загорится соответствующий ей индикатор. Начнется интенсивный массаж голени роликами.</p>	<p>Массаж голени расслабляет мышцы и снимает усталость.</p>
<p><b>РУЧНОЙ РЕЖИМ</b></p>	<p>После включения питания массажера, при нажатии на кнопку <b>On/Off</b> на панели управления начнется ручной режим разминающего массажа ступней роликами. Во время ручного режима массажа Вы можете выбрать одну из трех скоростей вращения массажных роликов и направление вращения роликов.</p> <p>Для выбора одной из трех скоростей (высокая/средняя/низкая) повторно нажимайте кнопку <b>Speed</b> на панели управления.</p> <p>Для выбора направления вращения роликов по или против часовой стрелки нажимайте одну из кнопок <b>CW</b> или <b>CCW</b> на панели управления:</p> <p><b>CW</b> — по часовой стрелке. <b>CCW</b> — против часовой стрелки.</p>	<p>Восстанавливает кровообращение и воздействует на максимальное количество рефлекторных точек благодаря рельефной форме массажных роликов.</p>

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Аппарат не работает	Нет подачи электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Массажер не подключен к сети	Подключите аппарат к сети
	Аппарат не включен	Включите аппарат, нажав на кнопку питания на передней части массажера (стр. 8)
	Не нажата кнопка включения/выключения <b>On/Off</b> на панели управления	Нажмите кнопку <b>On/Off</b> (стр. 10)
	Аппарат непрерывно работал слишком длительное время и перегрелся. В результате сработал предохранитель отключения	Выключите аппарат и отключите его от сети. Дайте ему остыть в течение 60 минут прежде чем снова включать
Во время работы массажера слышен шум движения роликов	Звук вызван движениями механизмов внутри массажера	Это нормальное явление, не означающее неисправность аппарата

## ХРАНЕНИЕ И УХОД

### Хранение


- Поместите массажер в упаковку.
- Храните массажер для ног в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань съемных чехлов.
- Во избежание повреждения не заматывайте шнур питания вокруг массажера.
- Не подвешивайте массажер за шнур питания.

### Очистка

- Прежде чем начать чистить изделие, отключите его от сети.
- Протрите корпус массажера мягкой, сухой тканью.
- В случае загрязнения съемных чехлов массажера снимите их (см. рис. справа), аккуратно расстегнув застежку - «молнию» и постирайте, используя деликатный режим стирки.
- Во время чистки изделия, не погружайте его в воду или в другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Массажер для ног
Модель	ANGEL FEET
Напряжение	220 В, 50/60 Гц
Мощность	45 Вт
Автоматический таймер	15 минут



## CONTENTS

Features.....	15
Important safety instructions.....	16
Operating instruction .....	18
Working modes.....	20
Troubleshooting.....	22
Care & maintenance .....	23
Specifications.....	23

## FEATURES

- Deep kneading massage for feet and calves
- For home and office
- Rollers' adjustable speed and rotation direction
- 2 automatic massage modes
- Timer: 15 minutes
- Two extra pairs of easy-to-clean covers included

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**Please read this user's manual attentively.**

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running.
- Touching the mechanism can result an injury from the rollers squeezing together.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from the outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from the outlet.
- Do not massage feet or calves that are swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Connect this appliance to a properly grounded outlet only.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand or put heavy objects on the massager. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**



**ATTENTION!**

- **Do not** operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- **Do not** operate under blanket or pillow.
- **Do not** stand on the massager.
- **Do not** pull by the AC cord.
- **Do not** use outdoors.
- **Do not** carry this appliance by the power cord or use the cord as a handle.
- **Do not** reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- **Do not** use in the place with high humidity.


**Persons who are undergoing medical treatment as well as the following persons should consult a physician before use:**

- Persons who have injured their legs or feet in the past, persons who have numbness in their feet.
- Persons having a bone condition, such as osteoporosis.
- Persons having a circulatory disorder (heart disease, angiopathy, hypertension, etc.).
- Persons having a respiratory organ disorder.
- Persons using a body implanted medical electronic device.
- Persons having malignant tumors.
- Persons having symptoms of a circulatory disorder (thrombosis, serious aneurysm, chronic varicosis, etc.), dermatitis, or infectious skin diseases.
- Persons having a sensory disorder due to an advanced peripheral circulatory disorder, such as that resulting from diabetes.
- Persons having skin injuries.
- Persons having a fever (38°C or higher) due to disease.
- Persons who are pregnant or thought to be pregnant or who are menstruating.
- Persons who feel physical discomfort and require rest.
- Persons wishing to use the unit for rehabilitation purposes.
- Persons other than the above who do not feel physically normal.




Consult your physician  
before use!


# OPERATING INSTRUCTION



- Place the massager on a flat surface.
- Plug the power cord into the 220 V socket.
- Press the power button on the front part of the massager.



- Place your feet into the massager.
- Press **On/Off** button on the controller. The massage rollers will start movement.
- After 15 minutes of the massage, the massager will turn off automatically.
- After finishing the massage, press the power button on the front part of the massager.




- Unplug the massager.



In case you need to stop the massage immediately, press **On/Off** button on the controller.

The massager working time is 15 minutes at one session.

# WORKING MODES

## Controller



MODE	DESCRIPTION	BENEFITS
<p><b>FOOT MASSAGE</b></p> 	<p>Press <b>Foot</b> button on the controller to start an automatic foot massage mode. After you press this button the corresponding indicator will light up.</p>	<p>Relieves tension and soreness in your feet by lifting and stretching muscles.</p>
<p><b>CALF MASSAGE</b></p> 	<p>Press <b>Calf</b> button on the controller to start an automatic calf massage mode. After you press this button the corresponding indicator will light up.</p>	<p>Improves circulation and relieves muscle tension.</p>
<p><b>MANUAL MODE</b></p>	<p>After you turn the massager on by pressing the power button, press <b>On/Off</b> button on the controller to start the manual massage mode. During this mode you can choose one of three different speeds of massage rollers' rotation: high/medium/low by pressing repeatedly <b>Speed</b> button on the controller.</p> <p>During the manual massage mode you can also choose the direction of massage rollers' rotation: clockwise or counter clockwise.</p> <p>Press one of the buttons <b>CW</b> or <b>CCW</b> on the controller:</p> <p><b>CW</b> — clockwise.</p> <p><b>CCW</b> — counter clockwise.</p>	<p>Stimulates your entire body through the numerous acupressure points located on the surface of your feet. Foot massage calms down your nervous system and improves the blood circulation.</p>

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage stopped	The preset maximum period of operation has elapsed	Let the device cool down for at least 15 min before using again. Switch the device on again
	The connection to the mains has been interrupted	Check the plug connection and the contact of the main plug with the main supply
	<b>On/Off</b> button on the controller is not pressed	Press <b>On/Off</b> button on the controller
	Power button is not pressed on the front part of the massager	Press power button on the front part of the massager
Loud noise occurs during the massage	The noise can be caused by the massage mechanisms' movement	This situation is normal and it is not a trouble of the massager

## CARE & MAINTENANCE

### Storage


- Do not wrap the power cord around the device before storing.
- Store the foot massager in its original box and in a safe, dry and cool place.
- Store it out of the reach of children.
- Avoid contact with sharp edges or pointed objects as this might damage the fabric of the covers.

### Cleaning

- Unplug the device.
- Use a soft, damp cloth to clean the device.
- To clean the removable covers of the massager, unzip them (see the picture to the right), take them off and wash in a delicate mode.
- Use a soft brush to clean dirty connections and contacts.
- Dry the device with a soft cloth to minimise potential water damage.
- Wait until the device is completely dry before using it again.

## SPECIFICATIONS

Product name	Foot massager
Model	ANGEL FEET
Voltage	220 V, 50/60 Hz
Power	45 W
Timer	15 minutes



### МАССАЖНАЯ ПОДУШКА APPLE



- Компактный и мобильный массажер для дома, офиса и автомобиля
- Разминающий массаж шеи, плечевого и поясничного отделов - имитирует движения рук массажиста
- 4 массажных ролика
- Опциональный прогрев
- Удобное управление
- Автоматическое отключение

### МАССАЖНАЯ НАКИДКА BOUNTY



- Разминающий роликовый массаж благоприятно воздействует на напряжённые мышцы спины
- Возможность использования дома, в офисе или в автомобиле
- Съемная накидка смягчает воздействие роликов и легко стирается
- Выбор зоны массажа спины
- Таймер 5/10/15 минут

### МАССАЖНАЯ НАКИДКА RUMBA



- Похлопывающий и постукивающий массаж воротниковой зоны
- Дизайн накидки повторяет контуры тела
- Улучшает кровообращение, снимает напряжение в мышцах
- 5 автоматических программ массажа
- 8 уровней интенсивности массажного воздействия

### МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП OMEGA



- Универсальный массажер для стоп быстро и эффективно избавляет от напряжения, боли и неприятных ощущениях в ногах и стопах
- Регулируемая скорость вращения роликов
- 2 направления вращения роликов
- Автоматический таймер отключения



### МАССАЖНЫЙ СТОЛ ТИТАН



- Складной алюминиевый массажный стол
- Уникальная конструкция для работы с поясничным отделом
- Благодаря телескопическим ножкам высота стола быстро регулируется
- В комплект входят аксессуары: подголовник, полка для рук, сумка для хранения и транспортировки

### МАССАЖНЫЙ СТОЛ SAMURAI



- Складной массажный стол для профессионального и любительского применения
- Двухсекционная конструкция из европейского бука
- В комплекте съемный подголовник с плавной регулировкой угла наклона, полка для рук, подлокотники и сумка для транспортировки и хранения

### МАССАЖНЫЙ СТОЛ BALI



- Высокопрочный стационарный массажный стол с 3-мя регулируемыми секциями и тумбой для хранения аксессуаров
- Пневматический подъемник спинки и секций для ног
- Съемные саморегулирующиеся подлокотники
- Расширенный комплект аксессуаров

### МАССАЖНЫЙ СТОЛ PROFII



- Стационарный массажный стол с электрическим подъемником столешницы
- Подходит для всех видов массажа
- Надежная стальная рама
- Регулируемые секции для спины и ног
- Крепление подголовника к любому торцу стола
- Расширенный комплект аксессуаров

### МАССАЖНОЕ КРЕСЛО INFINITY



- Система нулевой гравитации - 3 положения
- Настройка массажа с учетом возраста пользователя
- Сенсорное определение проблемных зон
- Индикатор пульса
- Массаж затылка и шеи
- Полный массаж рук
- Вибрационный массаж
- Прогрев поясницы и стоп

### МАССАЖНОЕ КРЕСЛО INDIGO



- Функция сканирования роста пользователя перед началом массажа
- Возможность комбинирования механического и воздушно-компрессионного воздействия
- Уникальная конструкция подставки для ног
- Возможность регулировки интенсивности массажа

### ОФИСНОЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО CHICAGO



- 2 в 1: офисное и массажное кресло
- 3 вида массажного воздействия: разминание мышц спины, прокатывание роликов вдоль позвоночника, вибрационный массаж ягодиц
- Мягкий прогрев спины
- Регулируемая высота кресла и наклон спинки
- Выбор зоны массажа

### МАССАЖНОЕ КРЕСЛО CARDIO



- 5 автоматических программ массажа: тонизирующий, восстанавливающий, расслабляющий, воздушно-компрессионный и анти-стресс
- Система контроля сердцебиения «HRi»
- Механизм наклона «Zero Gravity» - имитация невесомости
- Прогрев поясницы





[www.us-medica.com](http://www.us-medica.com)  
[www.us-medica.ru](http://www.us-medica.ru)

US Medica LLC., 1201 N.Orange St, Wilmington, DE 19801, USA