

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственно-конструкторское бюро «Соло»

**КВАДРОПРИСТАВКА ДЛЯ
ВЕЛОТРЕНАЖЕРА-ВЕЛОСИПЕДА
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО «АНГЕЛ-СОЛО»**

ПАСПОРТ



Новосибирск

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Квадропроставка является дополнительной опцией для велотренажера-велосипеда реабилитационного «Ангел-Соло».

При помощи квадропроставки велотренажер можно перевести в режим четырехколесного велосипеда, тем самым придать конструкции дополнительную устойчивость.


Основным критерием при выборе модели является диаметр передних колес в зависимости от вида используемого велосипеда и цвет конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значения	
	Ø колёс 12"	Ø колёс 16"
Д×Ш (габариты), мм	490×590	560×590
Масса, кг	4,3	5

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Открутить гайки М10 на переднем колесе велосипеда и снять шайбы.
- Снять колесо, открутить и снять защитное крыло.
- Прикрутить вертикальную балку [1] (рис.1) к рулевой балке велосипеда.
- Прикрутить кронштейн [3] к рулевой вилке (рис.2).



1 – вертикальная балка; 2 – горизонтальная балка; 3 – кронштейн.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой квадропроставки, необходимо проверить надежность всех креплений и состояние колес.
- После установки и перед использованием приставки, необходимо проверить устойчивость велосипеда на ней.
- Проводить занятия следует только под наблюдением взрослых!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Квадропроставка для велотренажера «Ангел-Соло» изготовлена в соответствии с действующей технической и конструкторской документацией, и признана годной к эксплуатации.
- Дата выпуска «___»_____201__года.
- Подпись лиц, ответственных за приемку:

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель ООО ПКБ «Соло» гарантирует: соответствие технических характеристик изделия данным, приведенным в настоящем Паспорте.

** Изделие применяется для велосипедов:*

«Ангел-Соло 3М мини»;

«Ангел-Соло 3М»;

«Ангел-Соло 4М».

ООО ПКБ «Соло»

Россия, г. Новосибирск, 630052, ул. Троллейная, 87/1

Тел.: + 7 (383)-319-78-41; 8-800-2222-816

E-mail: pkbsolo@mail.ru