

# Контрольные пробы молока

## для ультразвукового анализатора качества молока «Лактан 1-4»

Комплект контрольных проб молока предназначен для периодического контроля точности работы прибора «Лактан» и, в случае необходимости, градуировки прибора потребителем.

### Комплект контрольных проб

Параметр	Образец I	Образец II	Образец III	Образец IV	Определено по
Жир, массовая доля	1,0 – 1,1	3,2 – 3,5	5,3 – 5,5	7,5 - 5,5	ГОСТ 22760-77
СОМО, %	8,5 – 8,3	8,0 – 7,9	7,5 – 7,3	7,3 – 7,2	ГОСТ 3626-73
Белок, %	3,2 – 3,0	2,8 – 2,6	2,5 – 2,3	2,7 – 2,5	ГОСТ 23327-98
Плотность, кг/см <sup>3</sup>	1,030 – 1,029	1,027 – 1,026	1,024 – 1,023	1,022-0,020	ГОСТ 3625-84