

Кружка Эсмарха	
Код позиции КТРУ 22.19.71.190-00000087	Соответствие
Используется для проведения лечебных и очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища	Соответствие
Артикул	0403-00-00
Емкость кружки, мл	1500
Градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл	Соответствие
Горловина мешка в виде воронки с отверстием круглой формы	Соответствие
Внутренний диаметр верхнего заливного отверстия воронки, мм	48,7
Внутренний диаметр нижнего заливного отверстия воронки, мм	36,2
Воронка имеет откидную плотно притертую воронкообразную пластиковую крышку с замком	Соответствие
Для подвешивания кружки на стойке емкость снабжена подвесной петлей на горловине и укрепленными кольцами в верхней части кружки	Соответствие
Длина соединительной трубки, м	1,5
Диаметр соединительной трубки, Сh	20
Дистальный конец соединительной трубки закругленный, атравматичный, обработан стерильной вазелиновой смазкой и закрыт защитным колпачком	Соответствие
Дистальный конец соединительной трубки имеет одно торцевое отверстие диаметром 0.5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2.5 см от дистального конца	Соответствие
На соединительной трубке имеется зажим Роберта для регулировки потока жидкости	Соответствие
Для одноразового использования	Соответствие
Стерилизовано оксидом этилена	Соответствие
Индивидуальная упаковка	Соответствие
Количество в коробке, шт.	30
Комплектность:	
Кружка Эсмарха	1 шт.